

Laringoscopio

CONVENCIONAL DE VALVAS CURVAS



INCLUYE

- 1. Mango estándar en acero inoxidable
- 4. Valvas curvas en acero inoxidable grado quirúrgico 303/304, Macintosh (No. 1,2,3,4)
- 1. Maleta plástica de alto impacto, de fácil transporte.
- 1. Bombilla grande
- 1. Bombillo pequeño

DESCRIPCION

TAMAÑO DE VALVA


| | |
|--------------|---|
| Infante | 1 |
| Niño | 2 |
| Adulto Medio | 3 |
| Adulto | 4 |

Opcionales

- Valva No 0
- Mango pediátrico
- Bombillo pequeño set x 10 unds
- Bombillo grande set x 10 Unds

Bombillos.

5-0234-01



5-0234-04

Bombillo pequeño para valvas No. 0, 1 y 2
Bombillo grande para valvas No. 3 y 4

Valvas.



Laringoscopio

CONVENCIONAL DE VALVAS RECTAS



INCLUYE

- 1. Mango estándar en acero inoxidable
- 5. Valvas Rectas en acero inoxidable grado quirúrgico 303/304, Miller (No. 0,1,2,3,4)
- 1. Maleta plástica de alto impacto, de fácil transporte.
- 1. Bombilla grande
- 1. Bombillo pequeño

DESCRIPCION

TAMAÑO DE VALVA


| | |
|--------------|---|
| Neonato | 0 |
| Infante | 1 |
| Niño | 2 |
| Adulto Medio | 3 |
| Adulto | 4 |

Opcionales

- Mango pediátrico
- Bombillo grande set x 10
- Bombillo pequeño set x 10

Bombillos.

5-0234-01



5-0234-04

Bombillo pequeño para valvas No. 0, 1 y 2
Bombillo grande para valvas No. 3 y 4

Valvas.

